

Поликлональные Антитела Кролика Против Jag2 Для Вб, Иф/Икк, Ифа - Q9Y219

Артикул: CM0018458



введение

Поликлональные антитела кролика к JAG2, валидированные для ВБ, ИФ/ИКК и ИФА у человека, мыши и крысы. Направлены на белок jagged-2 — лиганда Нотч, участвующего в развитии и передаче сигналов. Идеально подходит для исследований в области биологии развития и мышечной дистрофии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	JAG2 Rabbit pAb
Примечания/алиасы	HJ2; SER2; LGMDR27; JAG2
Вид	Человек
ID гена (человек)	3714
ID гена	3714
Иммуноген	Рекомбинантный белок: рекомбинантный слияние белок, содержащий последовательность аминокислот 24–200 человеческого JAG2 (NP_002217.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИКК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9Y219
Молекулярная масса белка	133 кДа
Доставка	Айс-бокс