


Поликлональное Антитело К Jak1 Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - P23458

Артикул: CM0018794



введение

Кроличье поликлональное антитело к JAK1, валидированное для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии и ELISA. Перекрестно реагирует с JAK1 человека, мыши и крысы. Подходит для изучения передачи сигналов цитокинов и пути JAK-STAT.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb к JAK1
Примечания/Альтернативные названия	JTK3, AIIIE, JAK1A, JAK1B, JAK1
Вид	Человек
GeneID	3716
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 30-300 белка JAK1 человека (NP_002218.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P23458
Молекулярная масса белка	133 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом