

Кроличье Моноклональное Антитело К Jak1 Для Wb И Elisa - P23458

Артикул: CM0004638

введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого JAK1, подходящее для вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Обладает перекрестной реактивностью с образцами человека, мыши и крысы. JAK1 — это тирозин-протеинкиназа, участвующая в передаче цитокиновых сигналов (P23458).

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к JAK1
Примечания/Синонимы	JTK3; AIIDE; JAK1A; JAK1B
Вид	Человек
GeneID	3716
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности аминокислот 721-820 человеческого JAK1 (NP_002218.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P23458
Молекулярная масса	133 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом