

Кроличье Моноклональное Антитело Против Jak1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P23458

Артикул: CM0003746



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело против тирозинкиназы JAK1 человека (P23458). Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА; перекрестно реагирует с мышиным и крысиным белком. Идеально для исследований цитокиновой сигнализации и рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	JAK1 Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	JTK3; AIIIE; JAK1A; JAK1B; JAK1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3716
GeneID	3716
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 600-700 белка JAK1 человека (P23458).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P23458
Молекулярная масса белка	133 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом