


Анти-Jak3 Кроличий Поликлональный Антитело Для Wb, If/Icc, Elisa - P52333

Артикул: CM0014086



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело, направленное против человеческого JAK3, рецепторной тирозинкиназы, участвующей в передаче сигналов цитокинов. Валидировано для WB, IF/ICC и ELISA. Подходит для иммунологических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	JAK3 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	JAKL; L-JAK; JAK-3; L-JAK; JAK3_HUMAN; JAK3
Вид	Человек
ID гена (Человек)	3718
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 350-530 JAK3 (NP_000206.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P52333
Молекулярный вес белка	125кДа
Доставка	Сумка со льдом