

Поликлональное Антитело Против Jakmir2 Для Wb, Elisa — Q96Aa8

Артикул: CM0015250

введение

Поликлональное кроличье антитело, нацеленное на JAKMIP2, валидированное для WB и ELISA. Реагирует с белками человека, мыши и крысы. Подходит для изучения ассоциированного с аппаратом Гольджи спирального белка в нейроэндокринных тканях.

[Узнать больше](#)

Параметр	Подробности
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело против JAKMIP2
Примечания/синонимы	NECC1; JAMIP2; JAKMIP2
Вид	Человек
ID гена (человек)	9832
ID гена	9832
Иммуноген	Рекомбинантный белок / рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 561-810 человеческого JAKMIP2 (NP_055605.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q96AA8
Молекулярная масса белка	95 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом