

Поликлональное Антитело Кролика Anti-Jam-A/Cd321 Для Wb, Elisa — Q92993

Артикул: CM0018909



введение

Поликлональное антитело кролика, нацеленное на JAM-A/CD321, подходит для применения в WB и ELISA. Реагирует с образцами человека, мыши и крысы. Полезно для исследований клеточной адгезии и плотных контактов. SWISS: Q92993.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	JAM-A/CD321 Rabbit pAb
Примечания/алиасы	JAM; Jcam; JAM-1; JAM-A; Jcam1; Ly106; ESTM33; 9130004G24; JAM-A/CD321
Вид	Мышь
GeneID (человек)	16456
GeneID	16456
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 27–242 мышиного JAM-A/CD321. (NP_001193762.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q92993
Молекулярная масса белка	32 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом