

Моноклональное Антитело Против Jam-A/Cd321/F11R Для Fc - Q9Y624

Артикул: CM0004178



введение

Кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий JAM-A/CD321/F11R, подходит для проточной цитометрии. Рекомбинантный иммуноген (aa 28-242), перекрестно реагирует с человеческим белком. Идеально для исследований плотных контактов, трансмиграции и проникновения вирусов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье анти-Человеческое JAM-A/CD321/F11R mAb
Примечания/Альтернативные названия	JAM; KAT; JAM1; JAMA; JCAM; CD321; PAM-1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	50848
Иммуноген	Рекомбинантный белок, рекомбинантный белок-фьюжн, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 28-242 человеческого JAM-A/CD321/F11R (NP_058642.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9Y624
Молекулярная масса белка	27кДа/32кДа
Условия доставки	В пакете со льдом