

Кроличье Моноклональное Антитело Против Jam-A/Cd321/F11R Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - Q9Y624

Артикул: CM0007674



введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий JAM-A (F11R, CD321). Валидировано для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии и ELISA. Специфично к человеку. Молекулярная масса 33 кДа. Идеально для исследований плотных контактов, изучения трансмиграции лейкоцитов и анализа проникновения вирусов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к JAM-A/CD321/F11R
Примечания/Альтернативные названия	JAM, KAT, JAM1, JAMA, JCAM, CD321, PAM-1, JAM-A/CD321/F11R
Вид	Человек
GeneID (Человек)	50848
Иммуноген	Рекомбинантный белок человека JAM-A/CD321/F11R
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9Y624
Молекулярная масса белка	33 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом