

Кроличья Поликлональная Антитело К Jam-A/Cd321/F11R Для Вб, Игг-П, Ифа - Q9Y624

Артикул: CM0014384



введение

Кроличья поликлональная антитело против человеческой JAM-A (адгезивная молекула плотных контактов A) для вестерн-блота, иммуногистохимии на парафиновых срезах и ИФА. Реагирует перекрестно с мышинными и крысиными гомологами. Подходит для исследований плотных межклеточных контактов и в области иммунологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	JAM-A/CD321/F11R кроличья поликлональная антитело
Примечания/алиасы	JAM; KAT; JAM1; JAMA; JCAM; CD321; PAM-1; JAM-A/CD321/F11R
Вид	Человек
ID гена	50848 (человек)
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислотных остатков 28-238 человеческого JAM-A/CD321/F11R (NP_058642.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИГГ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9Y624
Молекулярная масса белка	33 кДа
Доставка	Холодовая упаковка