

Поликлональные Кроличьи Антитела Против Jam2 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P57087

Артикул: CM0026755

введение

Поликлональные кроличьи антитела против JAM2, валидированные для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА. Реагируют перекрестно с JAM2 человека, мыши и крысы. Идеально подходят для изучения экстравазации лейкоцитов, гоминга гемопоэтических стволовых клеток и биологии плотных контактов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	JAM2 кроличьи pAb
Примечания/Псевдонимы	JAMB; CD322; IBGC8; JAM-B; VEJAM; PRO245; VE-JAM; C21orf43; JAM2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	58494
ID гена	58494
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий аминокислоты 29-238 человеческого JAM2 (NP_067042.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P57087
Молекулярный вес белка	33кДа
Доставка	Сумка со льдом