


Поликлональное Антитело Anti-Jarid1B Для Wb, Elisa — Q9Ugl1

Артикул: CM0015025



введение

Кроличье поликлональное антитело к JARID1B, валидированное для WB и ELISA. Распознает JARID1B человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований хроматиновой биологии и онкологии. — Q9UGL1

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb к JARID1B
Примечания/синонимы	CT31; PLU1; PUT1; MRT65; PLU-1; JARID1B; PPP1R98; RBP2-H1; RBBP2H1A
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	10765
Идентификатор гена	10765
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1400–1500 человеческого JARID1B (NP_006609.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9UGL1
Молекулярная масса белка	176 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом