

## Кроличье Моноклональное Антитело Против Jarid2 Для Вестерн1 Блоттинга, Ифа - Q92833

Артикул: CM0008342



### введение

Кроличье моноклональное антитело, нацеленное на JARID2 (белок 2, содержащий домен Jumonji/ARID), подходит для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестно реагирует с человеком, мышью, крысой. Распознает вспомогательную субъединицу PRC2, критически важную для эмбрионального развития и регуляции хроматина.

[Узнать больше](#)

| Параметр                           | Значение                                                                                                                                     |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта                  | Кроличье mAb против JARID2                                                                                                                   |
| Примечания/Альтернативные названия | JMJ; DIDDF; JARID2                                                                                                                           |
| Вид                                | Человек                                                                                                                                      |
| GeneID (Человек)                   | 3720                                                                                                                                         |
| GeneID                             | 3720                                                                                                                                         |
| Иммуноген                          | Синтетический пептид: синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 100-200 белка JARID2 человека (Q92833). |
| Источник                           | Кролик                                                                                                                                       |
| Категория                          | Моноклональные антитела                                                                                                                      |
| Применение                         | Вестерн-блоттинг, ИФА                                                                                                                        |
| Перекрестная реактивность          | Человек, Мышь, Крыса                                                                                                                         |
| SWISS                              | Q92833                                                                                                                                       |
| Молекулярная масса белка           | 139 кДа                                                                                                                                      |
| Доставка                           | В термосумке со льдом                                                                                                                        |