

Поликлональное Антитело Против Jdp2 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа — Q8WYk2

Артикул: CM0014403

введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого JDP2, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА, с перекрестной реактивностью с крысиным белком. Подходит для изучения механизмов транскрипционной репрессии AP-1 и модификации хроматина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	JDP2 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	JUNDM2; JDP2
Вид	Человек
ID гена	122953
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-174 человеческого JDP2 (NP_001128521.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	Q8WYK2
Молекулярная масса белка	19 кДа
Доставка	С ледяным пакетом