


Кроличья Поликлональная Антитела Против Jmjd1C Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - Q15652

Артикул: CM0023332



введение

Высококачественные поликлональные антитела кролика против JMJD1C, валидированные для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФА. Распознают JMJD1C (KDM3C/TRIP8) человека, мыши, крысы — лизин-деметилазу, участвующую в репарации ДНК и регуляции транскрипции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	JMJD1C Кроличьи pAb
Примечания/Альтернативные названия	KDM3C; TRIP8; TRIP-8; JMJD1C
Вид	Человек
ID гена (Человек)	221037
ID гена	221037
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 354-448 белка JMJD1C человека (NP_116165.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Иммуногистохимия на парафиновых срезах (IHC-P), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q15652
Молекулярная масса белка	285 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом