

Поликлональные Антитела Против Jmjd4 Для Вестерн-Блоттинга, Иф/Мфк, Ифа - Q9H9V9

Артикул: CM0029925

введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого JMJD4, валидированные для Вестерн-блоттинга (WB), ИФ/МФК (IF/ICC) и ИФА (ELISA). Реагируют с человеческим, мышинным и крысиным белками. Участвует в терминации трансляции посредством гидроксирования ETF1.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	JMJD4 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	JMJD4
Вид	Человек
ID гена (Человек)	65094
ID гена	65094
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-463 человеческого JMJD4 (NP_075383.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9H9V9
Молекулярный вес белка	52кДа
Доставка	В ледяном пакете