

Поликлональное Антитело Anti-Jmjd6 Для Wb, Ihc-P, Elisa — Q6Nyc1

Артикул: CM0021524



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого JMJD6 (PSR/PTDSR), валидированное для WB, IHC-P и ELISA. Реагирует с JMJD6 человека и мыши — бифункциональной аргинин-деметилазой и лизилгидроксилазой, участвующей в сплайсинге РНК и регуляции транскрипции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Описание
Название продукта	Кроличье pAb против JMJD6
Примечания/синонимы	PSR; PTDSR; PTDSR1; JMJD6
Вид	Человек
GeneID (человек)	23210
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-170 человеческого JMJD6 (NP_055982.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь
SWISS	Q6NYC1
Молекулярная масса белка	46 кДа
Условия доставки	Пакет со льдом