

Поликлональные Антитела Против Jmjd7 Для Wb, Elisa - P0C870

Артикул: CM0028549



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела против человеческого JMJD7 (P0C870), валидированные для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Распознают JMJD7 человека, мыши и крысы — бифункциональную пептидазу и лизилгидроксилазу, участвующую в расщеплении гистонов и регуляции трансляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Кроличьи поликлональные антитела к JMJD7
Примечания/алиасы	JMJD7
Вид	Человек
ID гена (человек)	100137047
ID гена	100137047
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-316 человеческого JMJD7 (NP_001108104.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P0C870
Молекулярная масса белка	36 кДа
Доставка	Холодовая упаковка