

Поликлональное Антитело Anti-Jmjd8 Для Wb, Elisa — Q96S16

Артикул: CM0015961

введение

Поликлональное кроличье антитело, нацеленное на JMJD8 (белок 8, содержащий домен JmjC), для применения в WB и ELISA. Реагирует с белками человека, мыши и крысы. Участвует в передаче сигналов NF-κB и клеточном метаболизме.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье пАб к JMJD8
Примечания/алиас	PP14397; C16orf20; JMJD8
Вид	Человек
GeneID (человек)	339123
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-285 человеческого JMJD8 (NP_001005920.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q96S16
Молекулярная масса белка	30 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом