

Моноклональное Антитело Против Jnk1 Для Wb, If-P, Ihc-P, Ифа — P45983

Артикул: CM0006744



введение

Кроличье моноклональное антитело к человеческому JNK1 (MAPK8, SAPK1c), подходящее для Вестерн-блоттинга (WB), иммунофлуоресценции на парафиновых срезах (IF-P), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P) и иммуноферментного анализа (ИФА). Перекрестно реагирует с мышиным и крысиным гомологом. Предназначено для изучения сигнальных путей стресс-активированных киназ, апоптоза и дифференцировки клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	JNK1 кроличье мкАт
Примечания/алиасы	JNK; JNK1; PRKM8; SAPK1; JNK-46; JNK1A2; SAPK1c; JNK21B1/2
Вид	Человек
ID гена (человек)	5599
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 200-300 человеческого JNK1 (NP_620637.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональное антитело
Применение	WB, IF-P, IHC-P, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P45983
Молекулярная масса белка	48 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с хладоэлементами