


Кроличыи Моноклональные Антитела Против Jnk1 [Валидировано Kd] Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Ип, Ифа - P45983

Артикул: CM0007124



введение

Кроличыи моноклональные антитела против JNK1 [Валидировано KD] для Вестерн-блоттинга (WB), ИП, ИФА. Обнаруживают JNK1 человека, мыши и крысы (SAPK1с, MAPK8) с молекулярной массой 48 кДа. Валидированы методом нокдауна, подходят для исследований сигнальных путей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано KD] JNK1 кроличыи МАТ
Примечания/Псевдоним	JNK; [Валидировано KD] JNK1
Вид	Человек
GeneID	5599
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 250-350 человеческого JNK1 (P45983)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P45983
Молекулярный вес белка	48kDa
Доставка	Сумка со льдом