


Анти-Jnk1 Поликлональные Кроличьи Антитела Для Wb, If, Ihc, Elisa - P45983

Артикул: CM0016304



введение

Поликлональные кроличьи антитела против JNK1, валидированные для WB, IF/ICC, IHC-P и ELISA. Обнаруживают человеческую, мышиную и крысиную MAPK8/SAPK1с киназу, участвующую в передаче сигналов стресса, апоптозе и аутофагии. Идеальный инструмент для разработки анализов IVD.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	JNK1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	JNK; JNK1; PRKM8; SAPK1; JNK-46; JNK1A2; SAPK1c; JNK21B1/2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5599
GeneID	5599
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 245-345 человеческого JNK1 (NP_620635.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P45983
Молекулярный вес белка	48 кДа
Доставка	Сумка со льдом