


Кроличье Моноклональное Антитело Против Jnk1/2/3 Для Вб, If-P, Ифа — P45983 / P45984 / P53779

Артикул: CM0004038



введение

Кроличье моноклональное антитело, направленное против JNK1/2/3 (P45983/P45984/P53779), валидированное для Вестерн-блота, иммунофлуоресценции и ИФА в образцах человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований сигналинга стресса и апоптоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	JNK1/2/3 Rabbit mAb
Примечания/псевдонимы	JNK; JNK-46; JNK1; JNK1A2; JNK21B1/2; PRKM8; SAPK1; SAPK1c; JNK1/2/3
Вид	Человек
GeneID	5599/5601/5602
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-383 человеческого JNK1 (P45983).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, IF-P, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P45983/P45984/P53779
Молекулярная масса белка	46,54 кДа
Доставка	Хладоэлемент