

Кроличья Поликлональная Антитело Против Jnk1/2/3 Для Вестерн-Блоттинга — P45983/P45984/P53779

Артикул: CM0020148



введение

Кроличья поликлональная антитело против JNK1/2/3 (МАРК8/9/10). Валидирована для ВБ, ИГГ-П, ИФ/ИКК, ИП, ИФА. Перекрестно реагирует с белками человека, мыши и крысы. Подходит для исследования сигнализации стресса-активированных киназ, апоптоза и пролиферации клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	JNK1/2/3 кроличья пАнт
Вид	Человек
ID гена (человек)	5599/5601/5602
ID гена	5599/5601/5602
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слияние-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-370 человеческого JNK1/2/3 (NP_620637.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИГГ-П, ИФ/ИКК, ИП, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P45983/P45984/P53779
Молекулярная масса белка	35 кДа/44 кДа/48 кДа/27 кДа/52 кДа
Доставка	Холодовой пакет