

Кроличье Моноклональное Антитело Против Jnk1/Jnk3 Для Вб, Игг-П, Иф/Мкк, Ифа — P45983 / P53779

Артикул: CM0004063



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело против JNK1/JNK3 (P45983/P53779), валидированное для ВБ, ИГГ-П, ИФ/МКК, ИФА. Подходит для исследований стрессовой сигнализации, апоптоза и воспаления, а также разработки диагностических тестов ИВД.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	JNK1/JNK3 кроличье мКлАт
Примечания/Альтернативные названия	JNK; JNK-46; JNK1; JNK1A2; JNK21B1/2; PRKM8; SAPK1; SAPK1c; JNK1/JNK3
Вид	Человек
ИД гена (человек)	5599/5602
ИД гена	5599/5602
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1–383 человеческого JNK1 (P45983). Данное антитело не перекрестно реагирует с белком JNK2.
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИГГ-П, ИФ/МКК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P45983/P53779
Молекулярная масса белка	35 кДа/44 кДа/48 кДа
Доставка	Холодильный пакет