


Кроличья Поликлональная Антитело Против Jnk2 (Валидировано На Ко) Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Ифа (Elisa) - P45984

Артикул: CM0014858



введение

Кроличья поликлональная антитело против человеческого JNK2 (MAPK9), валидированное для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Обнаруживает JNK2 в образцах человека и мыши. Идеально подходит для изучения сигнального пути SAPK/JNK, апоптоза и регуляции транскрипции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано на КО] JNK2 кролика pAb
Примечания/Псевдонимы	JNK2; SAPK; p54a; JNK2A; JNK2B; PRKM9; JNK-55; SAPK1a; JNK2BETA; p54aSAPK; JNK2ALPHA; K2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5601
GeneID	5601
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P45984
Молекулярный вес белка	48 кДа
Доставка	С ледяным пакетом