


Поликлональное Антитело Против Jnk3 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P53779

Артикул: CM0021124



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого JNK3 (MAPK10), валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА, с перекрестной реактивностью к мышинному белку. Идеально для изучения сигнальных путей стресс-активируемых киназ, нейронального апоптоза и регуляции циркадных ритмов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	JNK3 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	JNK3; JNK3A; PRKM10; SAPK1b; p493F12; p54bSAPK
Вид	Человек
ID гена (Человек)	5602
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P53779
Молекулярная масса белка	44 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом