

Поликлональные Антитела К Anti-Josd1 Для Wb, Elisa - Q15040

Артикул: CM0013935

введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого JOSD1 (Josephin-1), для применений WB и ELISA. Перекрестная реакция с мышью и крысой. Полезны для изучения деубиквитинирования и динамики мембран. Идеальны для исследований деградации белков и подвижности клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	JOSD1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	dj508l15.2; JOSD1
Вид	Человек
Идентификатор гена	9929
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q15040
Молекулярный вес белка	23кДа
Доставка	Сумка со льдом