

Поликлональные Кроличьи Антитела Против Jph1 Для Вб - Q9Hdc5

Артикул: CM0020297



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела против человеческого JPH1 (юнктофилин-1), валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестно реагируют с мышинным белком; идеально подходят для изучения юнкционных комплексов скелетных мышц.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	JPH1 кроличьи поликлональные антитела
Примечания/Алиасы	JPH1; JP-1; CMT2K; JPH1
Вид	Человек
ID гена (человек)	56704
ID гена	56704
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 410-640 человеческого JPH1 (NP_065698.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q9HDC5
Молекулярная масса белка	72 кДа
Доставка	Холодовой пакет