

Поликлональное Антитело Anti-Jph4 Для Wb, Elisa - Q96Jj6

Артикул: CM0016070

введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого джанктофилина-4 (JPH4). Валидировано для WB и ELISA, перекрёстно реагирует с мышинным и крысиным антигенами. Идеально подходит для изучения формирования комплексов контактной мембраны и нейрональной кальциевой сигнализации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело JPH4
Примечания/синонимы	JP4; JPHL1; JPH4
Вид	Человек
GeneID (человек)	84502
GeneID	84502
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 405-605 человеческого JPH4 (NP_115828.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q96Jj6
Молекулярная масса белка	66 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом