

Поликлональные Антитела Кролика Против JrkI Для Вб, Ифа - Q9Y4A0

Артикул: CM0013126

введение

Поликлональные антитела кролика против человеческого JRKL (гомологоподобный белок Jerky), валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Распознают JRKL человека и мыши. Идеально подходят для изучения ядерных белков и исследования ДНК-связывания.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	JRKL кролик pAb
Примечания/Альтернативные названия	HNMJG; JRKL
Вид	Человек
ID гена (человек)	8690
ID гена	8690
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 225-524 человеческого JRKL (NP_003763.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9Y4A0
Молекулярная масса белка	60 кДа
Доставка	Холодильный пакет