

Моноклональное Антитело Против Junb Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - P17275

Артикул: CM0010949

введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело против JunB, валидированное для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П и ИФА. Нацелено на транскрипционный фактор человека JunB (субъединица AP-1); 36 кДа. Идеально для исследований регуляции генов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	JunB Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	AP-1; JunB
Вид	Человек
ID гена (Человек)	3726
ID гена	3726
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого JunB (P17275)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P17275
Молекулярная масса белка	36 кДа
Условия доставки	Холодовой пакет (лед)