

Поликлональные Антитела Против Junb Для Wb, If/Icc, Elisa - P17275

Артикул: CM0027475

введение

Кроличы поликлональные антитела, направленные против человеческого JunB (субъединица транскрипционного фактора AP-1), валидированные для WB, IF/ICC, ELISA. Перекрестная реакция с мышью и крысой. Идеально подходят для изучения регуляции генов и клеточной сигнализации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	JunB кролик pAb
Примечания/Псевдоним	AP-1; JunB
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3726
GeneID	3726
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-240 человеческого JunB (NP_002220.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P17275
Молекулярный вес белка	36кДа
Доставка	Сумка со льдом