


Мышиное Моноклональное Антитело Кролика Anti-JunD Для Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - P17535

Артикул: CM0012225



введение

Рекомбинантное моноклональное антитело кролика anti-JunD, валидированное для WB, IHC-P, IP, ELISA. Определяет JunD человека, мыши и крысы (35 кДа). Для исследований фактора транскрипции AP-1.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	JunD Rabbit mAb
Примечания/синоним	AP-1; JunD
Вид	Человек
GeneID (человек)	3727
GeneID	3727
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-141 человеческого JunD (P17535).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IP, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P17535
Молекулярная масса белка	35 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом