


Анти-JunD Поликлональные Антитела Кролика Для Wb, Ihc-Phc, Elisa - P17535

Артикул: CM0018683



введение

Поликлональные антитела кролика, специфичные к JunD (субъединица AP-1), валидированные для WB, IHC-PHC, ELISA. Обнаруживают человеческий, мышинный и крысиный JunD. Идеальны для изучения регуляции транскрипции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	JunD кролик pAb
Примечания/Псевдоним	AP-1; JunD
Вид	Человек
ID гена (Человек)	3727
ID гена	3727
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-190 человеческого JunD (NP_005345.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-PHC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P17535
Молекулярный вес белка	35кДа
Доставка	Сумка со льдом