

Кроличье Моноклональное Антитело Против К-Кадгерина (Cdh6) Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P55285

Артикул: CM0012567



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий К-кадгерин (CDH6). Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА, с перекрестной реактивностью к мыши и крысе. Идеально для исследований клеточной адгезии, почек и мозга.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье mAb против К-кадгерина (CDH6)
Примечания/Альтернативные названия	CAD6; KCAD; К-кадгерин (CDH6)
Вид	Человек
GeneID	1004
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 691-790 человеческого К-кадгерина (CDH6) (P55285)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P55285
Молекулярная масса белка	88 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом