

Кроличья Поликлональная Антитело Против К-Кадгерина (Cdh6) Для Вб, Ифа - P55285

Артикул: CM0029363



введение

Кроличья поликлональная антитело к человеческому К-Кадгерину (CDH6), идеально подходит для ВБ и ИФА. Перекрестно реагирует с мышью и крысой. Обнаруживает полосу 88 кДа. Подходит для исследований клеточной адгезии и рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	К-Кадгерин (CDH6) кроличья поликлональная антитело
Примечания/Альтернативные названия	CAD6; KCAD; К-Кадгерин (CDH6)
Вид	Человек
GeneID (человек)	1004
GeneID	1004
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность аминокислот 1-250 человеческого К-Кадгерина (К-Кадгерин (CDH6)) (NP_004923.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P55285
Молекулярная масса белка	88 кДа
Доставка	Айс-пак