

Поликлональное Антитело Против Kaiso/Zbtb33 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - Q86T24

Артикул: CM0016497



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого Kaiso/ZBTB33, валидированное для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФА с перекрестной реактивностью к мышинному белку. Идеально для исследований транскрипционной регуляции, Wnt-сигналинга и метилирования ДНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Kaiso/ZBTB33 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	ZNF348; ZNF-kaiso; Kaiso/ZBTB33
Вид	Человек
GeneID (Человек)	10009
GeneID	10009
Иммуноген	Рекомбинантный белок: Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 523-672 человеческого Kaiso/ZBTB33 (NP_006768.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q86T24
Молекулярная масса белка	74 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом