

Поликлональное Антитело Против Kaiso/Zbtb33 — Q86T24

Артикул: CM0013696



введение

Кроличье поликлональное антитело против Kaiso/ZBTB33, валидированное для применений в Вестерн-блоттинге (WB), ИФА и ChIP. Обнаруживает эндогенный белок Kaiso у человека, мыши и крысы. Идеально подходит для иммунопреципитации хроматина и исследований регуляции генов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело против Kaiso/ZBTB33
Примечания/синонимы	ZNF348; ZNF-kaiso; Kaiso/ZBTB33
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	10009
Идентификатор гена	10009
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 523-672 человеческого Kaiso/Kaiso/ZBTB33 (NP_006768.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA, ChIP
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q86T24
Молекулярная масса белка	74 кДа
Условия доставки	Пакет со льдом