

Анти-Kaiso/Zbtb33 Кроличий Моноклональный Антитело Для Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q86T24

Артикул: CM0012309



введение

Кроличий моноклональный антитело против человеческого Kaiso/ZBTB33 (ZNF348), валидированный для WB, IF/ICC, IP и ELISA. Реагирует с образцами человека и крысы. Подходит для изучения транскрипционной регуляции, Wnt-сигнализации и эпигенетических механизмов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Kaiso/ZBTB33 кроличье mAb
Примечания/Псевдоним	ZNF348; ZNF-kaiso; Kaiso/ZBTB33
Вид	Человек
ID гена (Человек)	10009
ID гена	10009
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 573-672 человеческого Kaiso/ZBTB33 (Q86T24).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	Q86T24
Молекулярный вес белка	74КДа
Доставка	Сумка со льдом