


Мышиное Моноклональное Антитело Кролика Против Калликреина 10 (Nes1/Prssl1) Для Wb, If/Icc, Elisa — O43240

Артикул: CM0009525



введение

Высокоспецифичное моноклональное антитело кролика, нацеленное на человеческий калликреин 10 (NES1/PRSSL1; O43240). Подходит для вестерн-блоттинга, IF/ICC и ELISA. Идеально для исследований биомаркеров рака молочной железы, яичников и предстательной железы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье мАТ к калликреину 10/K10
Примечания/алиас	NES1; PRSSL1
Вид	Человек
ID гена (человек)	5655
ID гена	5655
Иммуноген	Рекомбинантный белок, соответствующий аминокислотам 43–276 человеческого KLK10 (NP_665895.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	O43240
Молекулярная масса белка	30 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом