


Поликлональное Антитело Против Калликреина-5 (Klk5) Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q9Y337

Артикул: CM0027709



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против KLK5, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестно реагирует с белками человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследования десквамации и изучения сериновых протеаз.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	KLK5 кроличье поликлональное антитело
Примечания/Синонимы	SCTE; KLKL2; KLK-L2; KLK5
Вид	Человек
GeneID (Человек)	25818
GeneID	25818
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность аминокислот с 41 по 177 позицию человеческого KLK5 (NP_036559.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9Y337
Молекулярная масса белка	32 кДа
Доставка	Айс-пак