

Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Kank2 Для Wb, Ihc-P, Elisa — Q63Zy3

Артикул: CM0021372



введение

Поликлональное кроличье антитело против человеческого KANK2, подходящее для WB, IHC-P и ELISA. Реагирует с белками человека, мыши и крысы. Нацелено на белок, участвующий в регуляции транскрипции, апоптозе и организации актинового цитоскелета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело KANK2
Примечания/синонимы	SIP; MXRA3; PPKWH; NPHS16; ANKRD25; KANK2
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	25959
Идентификатор гена	25959
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-300 человеческого KANK2 (NP_001129663.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q63ZY3
Молекулярная масса белка	91 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом