

Анти-Kansl3 Кроличья Поликлональная Антитело Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q9P2N6

Артикул: CM0030889

введение

Кроличья поликлональная антитело, направленная против человеческого KANSL3, валидированная для вестерн-блоттинга и ИФА. KANSL3 является ключевым компонентом гистонацетилтрансферазного комплекса NSL, участвующего в регуляции хроматина и стабилизации микротрубочек. Идеально подходит для исследований в области эпигенетики и клеточной биологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	KANSL3 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	NSL3; Rcd1; KIAA1310; KANSL3
Вид	Человек
GeneID (человек)	55683
GeneID	55683
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-200 человеческого KANSL3 (NP_001108488.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9P2N6
Молекулярный вес белка	96кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент