


Моноклональное Антитело Против Kap1/Trim28 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - Q13263

Артикул: CM0002591



введение

Кроличье моноклональное антитело против KAP1/TRIM28, валидированное для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФА. Реагирует с белком человека, мыши, крысы. Распознает корепрессор транскрипции и E3 лигазу TRIM28; молекулярная масса ~89 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело против KAP1/TRIM28
Примечания/Альтернативные названия	KAP1; TF1B; RNF96; TIF1B; PPP1R157; TIF1beta; KAP1/TRIM28
Вид	Человек
GeneID (человек)	10155
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 250-350 белка человека KAP1/TRIM28 (Q13263).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Иммуногистохимия (парафиновые срезы, ИНС-П), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q13263
Молекулярная масса белка	89 кДа
Условия доставки	В термосумке со льдом