


Поликлональное Антитело К Kap1/Trim28 Для Вестерн-Блоттинга, Ип, Иф/Ицх, Игх-П, Ифа - Q13263

Артикул: CM0020732



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело к KAP1/TRIM28, валидированное для Вестерн-блоттинга, иммунопреципитации, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии, иммуногистохимии на парафиновых срезах и ИФА. Детектирует KAP1/TRIM28 у человека, мыши и крысы. Идеально для исследований в области биологии хроматина, регуляции транскрипции и иммунной сигнализации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Характеристика
Название продукта	Поликлональное антитело к KAP1/TRIM28, кроличье
Примечания/Альтернативные названия	KAP1; TF1B; RNF96; TIF1B; PPP1R157; TIF1beta; KAP1/TRIM28
Вид	Человек
ID гена	10155
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 576-835 белка KAP1/TRIM28 человека (NP_005753.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунопреципитация, иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия, иммуногистохимия на парафиновых срезах, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q13263
Молекулярная масса белка	89 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом