

Моноклональное Антитело Против Karyopherin B3 (Ipo5) Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Ифа (Elisa) - 000410

Артикул: CM0007438



введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело, специфичное к человеческому Karyopherin β 3 (IPO5/Importin-5). Валидировано для WB и ELISA с перекрестной реактивностью на мышь и крысу. Идеально подходит для исследований ядерного транспорта и импортинов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Karyopherin β 3 (IPO5) Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	IMB3; Pse1; imp5; KPNB3; RANBP5; Karyopherin β 3 (IPO5)
Вид	Человек
GeneID	3843
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 20-300 человеческого Karyopherin β 3 (IPO5). (NP_002262.4)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	000410
Молекулярный вес белка	124 кДа
Доставка	Сумка со льдом