


Антитело Anti-Kat13A / Src1 (Кролик, Моноклональное) Для Wb, Ip, Elisa - Q15788

Артикул: CM0005898



введение

Моноклональное антитело кролика, направленное против человеческого KAT13A/SRC1 (коактиватор ядерных рецепторов 1), подходящее для вестерн-блоттинга, иммунопреципитации и ИФА. Используется в исследованиях сигнальных путей ядерных рецепторов и регуляции транскрипции. UniProt Q15788.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	KAT13A / SRC1 мАб (кролик)
Примечания/Псевдонимы	SRC1; KAT13A; RIP160; F-SRC-1; bHLHe42; bHLHe74; KAT13A / SRC1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	8648
ID гена	8648
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 400-750 человеческого KAT13A / SRC1 (Q15788).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q15788
Молекулярный вес белка	157 кДа
Доставка	Сумка со льдом