

Кроличья Моноклональная Антитела Против Kat1/Hat1 (Wb, Ip, Ihc-P, If/Icc, Elisa) — O14929

Артикул: CM0011236



введение

Кроличья моноклональная антитела против человеческого KAT1/HAT1 (SWISS O14929), валидированная методом нокаута и подходящая для WB, IP, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Обладает перекрестной реактивностью с мышинными и крысиными гомологами. Идеально подходит для исследований в области эпигенетики и хроматина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано KO] KAT1/HAT1 кроличья моноклональная антитело
Примечания/Альтернативные названия	KAT1; KAT1/HAT1
Вид	Человек
Идентификатор гена	8520
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 200–400 человеческого KAT1/HAT1 (NP_003633.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IP, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O14929
Молекулярная масса белка	50 кДа
Доставка	Холодопак