

Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Kat2A (Gcn5) Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa — Q92830

Артикул: CM0020348



введение

Поликлональное кроличье антитело к KAT2A, валидированное для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Распознаёт KAT2A (GCN5) человека, мыши и крысы — гистонацетилтрансферазу, участвующую в эпигенетической регуляции, активации транскрипции и плюрипотентности стволовых клеток. Идеально подходит для исследований хроматина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	KAT2A Rabbit pAb
Примечания/синонимы	GCN5; hGCN5; GCN5L2; PCAF-b; KAT2A
Вид	Человек
GeneID (человек)	2648
GeneID	2648
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q92830
Молекулярная масса белка	94 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом